

NEU

DCM hotbond fusio System

Kleben Sie noch? Oder „hotbonden“ Sie schon?



Anwendungsbereich **stoffschlüssiger Verbund** ZrO₂ mit LS2

▶ ZrO ₂		LS2	◀	
			↳ Lotspalt 0.3mm - max 0.5mm	
▶ ZrO ₂		LS2	◀	
			↳ Lotspalt 0.1mm - max 0.3mm	↳ fusio 12/6 zum Löten von ZrO ₂ mit LS2

Anwendungsbereich **stoffschlüssiger Verbund** Ti mit ZrO₂

▶ Ti		+		ZrO ₂	◀		+	
						↳ Titanabutment mit DCMhotbond fusio connect spray besprühen		↳ fusio 12 zum Löten von Ti mit ZrO ₂

Anwendungsbereich **stoffschlüssiger Verbund** Ti mit LS2

▶ Ti		+		LS2	◀		+	
						↳ Ti mit DCMhotbond fusio connect spray besprühen		↳ fusio 12 zum Löten von Ti mit LS2

Verarbeitungsanleitung beachten